




## Scheda tecnica REF 09.05.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.05.16	sonda doppioØ 2.0mm 16.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47862	GTIN	04046826010331
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L149005		
N° di repertorio	261540		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.0mm 16.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		