



Scheda tecnica REF 09.15.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.15.20	specillo scanalato20.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826010713
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,009	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	A018002		
N° di repertorio	417318		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4016 (X6Cr17)		