






Scheda tecnica REF 09.17.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.17.18	Watson Cheyne dissettore/sonda doppio18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826010775
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0315		
N° di repertorio	247724		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		