



Scheda tecnica REF 09.20.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.20.16	Frohn trasportatore di lana di cotone dentato16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32873	GTIN	04046826010805
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-698
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031305		
N° di repertorio	357632		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		