






## Scheda tecnica REF 09.44.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.44.13	Nelson Tracoliera4.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011376
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-155
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0312		
N° di repertorio	192181		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	4.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		