






## Scheda tecnica REF 09.73.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.73.12	Tuohy cannula1.30x80mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90183900
GMDN	38749	GTIN	04046826012007
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A010299		
N° di repertorio	402626		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.30x80mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		