






## Scheda tecnica REF 09.74.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.74.20	Lichtwitz Cannula per seno mascellare Ø 2.0mm 14.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826012076
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A010299		
N° di repertorio	402633		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.0mm 14.5cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		