







## Scheda tecnica REF 09.75.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.75.35	Menghini Cannula per biopsia 1.40x100mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90183900
GMDN	11775	GTIN	04046826012205
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A010299		
N° di repertorio	402647		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	1.40x100mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		