






## Scheda tecnica REF 09.75.84

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.75.84	trocar105mm Ø 1.40mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90183900
GMDN	46899	GTIN	04046826012267
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,058	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0312		
N° di repertorio	420434		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	105mm Ø 1.40mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		