





Scheda tecnica REF 09.78.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.78.05	siringa da iniezione Luer-Lock50ml LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826452254
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,283	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	50ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		