



Scheda tecnica REF 09.79.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.79.65	rubinetto di arresto a tre vie Luer-Lock LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826012953
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370248		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		