






## Scheda tecnica REF 09.79.85

20.02.2026

Dati generali			
Codice	09.79.85	Cannula a bottone con oliva curva 1.8x75mm Luer	
Unità	pz.	Numero doganale	90183900
GMDN	10730	GTIN	04046826352219
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A019001		
N° di repertorio	402563		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.8x75mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		