



Scheda tecnica REF 09.83.47

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.83.47	Fergusson cannula d'aspirazione angolato asta isolata 7 Charr 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013363
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219791		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	7 Charr 12.5cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		