



Scheda tecnica REF 09.83.51

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.83.51	Fergusson cannula d'aspirazione angolato asta isolata 11 Charr 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013387
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,039	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND			
L030101		N° di repertorio	
219793			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11 Charr 12.5cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		