



## Scheda tecnica REF 09.83.88

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 09.83.88                            | Frazier stiletto solo8 Charr 18cm |                    |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                 | Numero doganale                   | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                | 38749                               | GTIN                              | 04046826013486     |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1 (EU MDR)                          | UMDNS-Code                        | 00-000             |
| Classe                                                                                                                                                              | 1 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                       | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,004                               | Istruzioni d'uso                  | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                  | Istruzioni per la preparazione    |                    |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L030101                             |                                   |                    |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 219803                              |                                   |                    |
|   |                                     |                                   |                    |
| Medicon media                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                    |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                     | Immagine dettagliata              |                    |
|                                                                                   |                                     |                                   |                    |
| Misura                                                                                                                                                              | 8 Charr 18cm                        | Rivestimento                      |                    |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                     |                                   |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                     |                                   |                    |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                   |                    |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |                                   |                    |
| Altro                                                                                                                                                               | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                |                                   |                    |