



Scheda tecnica REF 09.84.23

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.84.23	Yasargil cannula d'aspirazione Ø 2.0mm 13cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013592
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219820		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.0mm 13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		