



Scheda tecnica REF 09.85.00

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.85.00	Yankauer tubo d'aspirazione 28cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013721
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,076	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219833		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	28cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		