



Scheda tecnica REF 09.85.17

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.85.17	testa aspiratrice solo for 09.85.07	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826013790
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	00-000
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219840		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		