



Scheda tecnica REF 09.86.30

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.86.30	cannula aspir c attac p tubo 21cm Ø 6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013899
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,120	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219850		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.65 (prospetto Thora MIC chirurgia thoracoscop mini inv)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm Ø 6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		