





Scheda tecnica REF 09.87.00

03.06.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|--|
| Codice | 09.87.00 | cannula per liposuzione connettore all'impugnatura 20cm Ø 3mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45414 | GTIN | 04046826013912 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 17-640 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,059 | Istruzioni d'uso | G098395 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK11 |
| Codice CND | L030101 | | |
| N° di repertorio | 219852 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 20cm Ø 3mm | Rivestimento | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |