




Scheda tecnica REF 09.87.06

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.06	cannula p liposuz 20cm Ø 3mm attacco LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826433154
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	718449		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	20cm Ø 3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		