





## Scheda tecnica REF 09.87.11

03.06.2026

| Dati generali   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Codice  | 09.87.11   | cannula per lioposuzione connettore all'impugnatura 30cm Ø 6mm |  |
| Unità   | pz.  | Numero doganale  | 90189084   |
| GMDN  | 45414  | GTIN   | 04046826014001   |
| Classe di rischio   | 2a (EU MDD)  | UMDNS-Code   | 17-640   |
| Classe  | 6 (EU MDD)   | Base UDI-DI  |  |
| Peso netto (kg)   | 0,076  | Istruzioni d'uso   | G098395  |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                                 | MPK11  |
| Codice CND  | L030101  |  |  |
| N° di repertorio  | 219861   |  |  |
|    |  |  |  |
| Medicon media   | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.82 (prospetto liposuction ) |  |  |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata   |  |
|  |  |  |  |
| Misura  | 30cm Ø 6mm   | Rivestimento   | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione   |  |  |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |  |  |  |
| Materiali   |  |  |  |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |  |
| Corpo<br>Manico   | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                   |  |  |