





## Scheda tecnica REF 09.87.23

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.23	Toledo cannula per lioposuzione connettore all'impugnatura 15cm Ø 2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014117
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,056	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219872		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 451.03.82 (prospetto liposuction )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm Ø 2mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		