



Scheda tecnica REF 09.87.30

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.87.30	Poole tubo d'aspirazione retto Ø 10mm 30 Charr 23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826014186
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,065	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219879		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 10mm 30 Charr 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		