



Scheda tecnica REF 09.87.43

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.43	siringa per liposuzione50/60ml	
Unità	cf./60	Numero doganale	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826014278
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	2,500	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STERILE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">EO</div> </div>			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	50/60ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PP (Polypropylen)		