








Scheda tecnica REF 09.87.44

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.44	stop per siringa da liposuzione	
Unità	pz.	Numero doganale	90183190
GMDN	56636	GTIN	04046826014285
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-929
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura		Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.2315 (AlMgSi1)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4310 (X10CrNi18-8)		