




Scheda tecnica REF 09.87.61

03.06.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|----------------|
| Codice | 09.87.61 | Entner cannula per liposuzione retto 18 fori connessione Luer-Lock15cm Ø 3mm LL | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45414 | GTIN | 04046826014445 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 17-640 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,012 | Istruzioni d'uso | G098395 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK11 |
| Codice CND | L030101 | | |
| N° di repertorio | 219903 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 15cm Ø 3mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Manico | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |