



Scheda tecnica REF 09.87.65

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.65	Entner cannula per liposuzione retto fori connessione Luer-Lock30cm Ø 3mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014483
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219907		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30cm Ø 3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		