



## Scheda tecnica REF 09.87.66

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.66	Entner cannula per liposuzione retto fori connessione Luer-Lock30cm Ø 4mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014490
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,029	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219908		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 451.03.82 (prospetto liposuction )		
<b>Immagine completa</b>		<b>Immagine dettagliata</b>	
 			
Misura	30cm Ø 4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Manico</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		