





## Scheda tecnica REF 09.87.72

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.72	Entner cannula per lioposuzione retto 22 fori connettore all'impugnatura 20cm Ø 3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014551
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,058	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219914		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 451.03.82 (prospetto liposuction )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm Ø 3mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		