



Scheda tecnica REF 09.87.83

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.83	adattatore di trasferimento LL/W to LL/W con filetto LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014667
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370249		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		