



Scheda tecnica REF 09.87.84

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.87.84	adattatore di trasferimento LL/W to LL/W	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014674
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Classe	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370250		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		