



Scheda tecnica REF 09.87.85

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.85	connettore per manico per cannula per liposuzione	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014681
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,044	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370251		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		