

**Scheda tecnica REF 09.87.86**

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.87.86	dispositivo di supporto per siringhe Luer-Lock Ø 40mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014698
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-729
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,197	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370252		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 40mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		