



Scheda tecnica REF 09.87.90

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.87.90	manico per dosare lipofilling20ml	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826014735
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-640
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,134	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	417328		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		