



Scheda tecnica REF 09.87.94

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.87.94	siringa per lipofilling Luer-Lock1ml P/100	
Unità	cf./100	Numero doganale	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826405601
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,920	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
STERILE R			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	1ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PP (Polypropylen)		