



## Scheda tecnica REF 09.87.95

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                         | 09.87.95                                                                       | manico per dosare lipofilling3ml |                    |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                          | pz.                                                                            | Numero doganale                  | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 47829                                                                          | GTIN                             | 04046826014759     |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                       | 17-640             |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 (EU MDR)                                                                     | Base UDI-DI                      | 4046826;N001;06;WT |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                | 0,130                                                                          | Istruzioni d'uso                 | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                     | si                                                                             | Istruzioni per la preparazione   |                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                     | L9099                                                                          |                                  |                    |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                               | 417330                                                                         |                                  |                    |
| <div></div>                                                                                  |                                                                                |                                  |                    |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                  | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.82 (prospetto liposuction ) |                                  |                    |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Immagine dettagliata             |                    |
|    |                                                                                |                                  |                    |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                         | 3ml                                                                            | Rivestimento                     |                    |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                  |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                  |                    |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° di materiale (Denominazione DIN)                                            |                                  |                    |
| Corpo<br>Manico                                                                                                                                                                                                                                                | PPSU (Polyphenylsulfon)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                |                                  |                    |