



Scheda tecnica REF 09.88.07

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.88.07	cannula per infiltrazione Ø 1.0x120mm	
Unità	cf./100	Numero doganale	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826462611
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,398	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free		Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
STERILE EO			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 1.0x120mm	Rivestimento	Sottile strato di silicone che copre parti del prodotto
Condizioni di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) PP (Polypropylen)		