



Scheda tecnica REF 09.88.34

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.88.34	Kotzur cannula per liposuzione turbo 9 fori connettore all'impugnatura 30cm Ø 3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014896
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219932		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	30cm Ø 3mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		