





Scheda tecnica REF 09.88.46

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.88.46	impugnatura con attacco al tubo e foro ruotabile per cannula per lioposuzione	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014919
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,135	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219934		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		