




Scheda tecnica REF 09.89.05

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.89.05	Dorow Curette di aspirazione della ghiandola sudore 15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826014933
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,085	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219935		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		