



Scheda tecnica REF 09.89.18

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.89.18	cannula per lipofilling connessione Luer-Lock Ø 1.50x60mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826436384
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK16
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	718455		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.50x60mm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		