





## Scheda tecnica REF 09.89.22

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.89.22	Toledo cannula per lipofilling connessione Luer-Lock 7cm Ø 1.5mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826437343
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	718456		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	7cm Ø 1.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Manico</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		