



Scheda tecnica REF 09.95.11

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.95.11	cavo solo acciaio inossidabile flessibile 90cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826014995
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-828
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,017	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L070802		
N° di repertorio	221314		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		