



## Scheda tecnica REF 09.96.02

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 09.96.02                                                                         | stripper per endoarterectomia Ø 2mm 55cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                              | Numero doganale                          | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 31729                                                                            | GTIN                                     | 04046826015237          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                      | UMDNS-Code                               | 13-824                  |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                       | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,017                                                                            | Istruzioni d'uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                               | Istruzioni per la preparazione           | MPK01-1                 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                          |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L070899                                                                          |                                          |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 402595                                                                           |                                          |                         |
| <div></div> |                                                                                  |                                          |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                          |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                  | Immagine dettagliata                     |                         |
|                                                                                            |                                                                                  |                                          |                         |
| Misura                                                                                                                                                                        | Ø 2mm 55cm                                                                       | Rivestimento                             |                         |
| <b>Condizioni di conservazione</b>                                                                                                                                            |                                                                                  |                                          |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                  |                                          |                         |
| <b>Materiali</b>                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                              |                                          |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                             |                                          |                         |