



Scheda tecnica REF 09.96.08

03.06.2026

Dati generali			
Codice	09.96.08	stripper per endoarterectomia Ø 8.5mm 55cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31729	GTIN	04046826015282
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-824
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L070899		
N° di repertorio	402600		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 8.5mm 55cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		