



Scheda tecnica REF 09.96.53

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.96.53	Schmid cannula per irrigazione vaso Luer-LockØ 3mm 15cm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826015336
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-564
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A019001		
N° di repertorio	420450		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 3mm 15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		