



## Scheda tecnica REF 09.96.75

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 09.96.75                                                                         | Schmid Spatola vascolare 5mm 14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                              | Numero doganale                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 39610                                                                            | GTIN                              | 04046826015404          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                      | UMDNS-Code                        | 15-249                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                       | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,018                                                                            | Istruzioni d'uso                  | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                               | Istruzioni per la preparazione    | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L031402                                                                          |                                   |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 219016                                                                           |                                   |                         |
|   |                                                                                  |                                   |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                   |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                  | Immagine dettagliata              |                         |
|                                                                                  |                                                                                  |                                   |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 5mm 14cm                                                                         | Rivestimento                      |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                  |                                   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                  |                                   |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                              |                                   |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                                 |                                   |                         |