



Scheda tecnica REF 09.99.01

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.99.01	manico per cannula d'aspirazione solo PEN	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826434229
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	494057		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.56 (prospetto PEN)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		