



Scheda tecnica REF 09.99.03

25.08.2026

Dati generali			
Codice	09.99.03	PEN adattatore per cannula di aspirazione monouso con connettore	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826450328
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.56 (prospetto PEN)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		